

Kodak Dental Systems

Dent-East®




MOODY INTERNATIONAL
ISO 9001:2008



1112 Budapest, Rétkerülő út 51., Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 104.
Tel: 06/1 319 45 68, 06/20 943 81 09, 06/20 922 85 08, Fax: 06/1 310 70 96,
e-mail: mail@dent-east.com, web: www.dent-east.com

9000 3D

KODAK 9000 3D Extraoral Imaging System




9000 2D 9 240 000 Ft+ÁFA
9000 2D+3D 18 200 000 Ft+ÁFA
9000 2D+3D+CEPH 26 600 000 Ft+ÁFA

KODAK 9000 2D, 3D CBCT
Cephalometria (one shot)

A digitális panoráma felvételek minősége, részletgazdagsága egyedülálló
Új: 3 tipizált fogív forma és metszők állása leegyszerűsíti a pozicionálást
3D CBCT: FOV 50x37 mm vagy FOV 85x37 mm
Felbontás: 76 µm (ma legalacsonyabb)
360° teljes körben fordul
Pulzáló sugárzás

DICOM formátum, magyar nyelvű szoftver, könnyen CD-re írható kép és néző program





9500 3D

KODAK 9500 3D Extraoral Imaging System

KODAK 9500 3D CBCT

Közepes és nagy FOV 184x206 mm
vagy FOV 90x150 mm
Felbontása 200-300 µm
360° teljes körben fordul
Pulzáló sugárzás

Különlegesen jó ár/érték arány:
Ára: 42 000 000Ft. + ÁFA



Kodak Dental Systems egységes, integrált magyar nyelvű szoftverrel működteti minden digitális eszközét. Windows alapú, így könnyen érthető, könnyen kezelhető

Kodak Dental Systems

A legnagyobb valós felbontású digitális és 3D CBCT technológia emblemikus gyártója



Dent-East®

MOODY INTERNATIONAL
ISO 9001:2008

1112 Budapest, Rétkerülő út 51., Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 104.
Tel: 06/1 319 45 68, 06/20 943 81 09, 06/20 922 85 08, Fax: 06/1 310 70 96,
e-mail: mail@dent-east.com, web: www.dent-east.com

a dec
reliablecreative solutions

HIVATALOS FORGALMAZÓ
Kodak | Dental Systems

GC

Tuttnauer
Your Sterilization & Infection Control Partners

W&H

3M ESPE

JUN-AIR®

CATTANI
air technology

Valóban új korszak indul.
Az új Széchenyi terv
perspektívákat ad!



Előreláthatólag a fogászat az egyik nagy haszonélvezője lesz a gazdaság fellendítésének és a fogorvosok felé támasztott elvárások is meghaladják mai elképzeléseinket.

Állami célkitűzés lett a magyar fogászat versenyképességének olyan szintre fejlesztése, ahol már állami dimenziókban mérhetővé válik a fogorvoslás nemzetgazdasági hozama.

Egészség ipar! A fogászat – mint a jövő sikertörténete! Mennyi új gondolat!

A Dent-East Kft. fő termékcsoportja egyenesen beleillik a Széchenyi Tervben meghirdetett **micro-, kis- és közép vállalkozásoknak** – mint az Önök is - adandó **visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások** projektjeibe!

Már tudni lehet a pályázatok keretszámait, fajtáit.

Ismerkedjenek meg közelebbről ezek tartalmával, lehetőségeivel!

Készek vagyunk egyéni, vagy csoportos beszélgetések folytatására, amennyiben igényelnék ezeket.

Mi is a Dent-East fő vállalkozása? - egy vagy több székes fogorvosi rendelők berendezése: Kitűnő minőségű gépi berendezést adunk, melyek együttesen igényes, zökkenőmentes professzionális munka végzésének teremtik meg az előfeltételét!

Ne menjenek kompromisszumra a minőségben! Megtérül.

Az Önök magas szintű, elismert professzionális munkája mellett rendeljük látványa, folyamatos üzemképessége is szükséges ahhoz, hogy a magyar fogászat várható sikertörténete megvalósuljon!

Mit is ajánlunk, hogy a kép teljes legyen:

- A-dec 500, az A-dec 300 és a Performer III ismert és kipróbált, saját kategóriájukban kimagasló készülékek a leghasználhatóbbak a fogorvosi rendelőkben
- A-dec 545 – kockpit rendszere ergonomikussá teszi a napi fárasztó munkát az orvos és asszisztense számára
- A-dec ICC – infekció kontroll központ megvédi Önt, személyzetét, pácienseit a keresztfertőzések lehetőségétől
- Kodak 9500 3D CBCT – nagy és közep volumenű FOV
- Kodak 9000 3D CBCT – digitális panoráma és 3D CBCT
- Kodak 8000 és 8000C digitális panoráma röntgenkészülék
- Kodak RVG 6500 WiFi, 6100 és 5100 direkt intraorális digitalizálók
- Kodak 2200 és 2100 falikaros 300 kHz, extra magas frekvenciájú röntgenkészülékek
- Kodak 1500 high tech orálkamera
- Tuttnauer asztali autoklávok
- Központi vagy egyedi szívó és sűrített levegő ellátás gépei

Megújult székházunkban mindezeket készséggel bemutatjuk.

Micro Mega gyártmányú endodontiai termékek, kis készülékek, a Parkell készülékei, a 3M ESPE Mini Implantátumai, GC nagy termépalettája – mind az Önök minőségi munkájának eszközei

Az A-dec, a Kodak/Trophy gyártók és a Dent-East húsz éve megtapasztalt szolgáltatásai nyugodt háttérrel fognak jelenteni Önöknek

Legyenek bátrak és sikeresek!

Tekintsék meg web oldalunkat! - www.dent-east.com

Füzesi Irén

Dent-East Kft.



a dec

reliablecreativesolutions



>20 éve Magyarországon

A-dec - bizonyított
A-dec - az élvonal
A-dec - a minőség
A-dec - a presztízs
A-dec - az infekció kontroll


A-dec 500

Alap összeállítás ára: 5 920 000 Ft + ÁFA

Csúcs megoldások a kényelem és a funkció szolgálatában

Székre szerelt kezelőegység. Egy pontban padlóba rögzítve. Átforgatható jobb/balkezes használatra. Ultravékony varrásmentes kárpit. Székmozgatás három helyről. Alsó/felső tömlővezetés. **Deluxe** kezelőpult. Teljes fényes kiépítés. Integrált szénkefementes elektromos mikromotor, ENDO Plus - fordulatszám és nyomaték kontrollal.

Három helyről működtetett üvegorcslán köpőtál, 3 fényfokozatú három tengelyen forgó integrált lámpa



A-dec 300

Új dizájn - új kárpitmegoldás, nyaktámaszték vagy kettős artikulációs fejtámla

Új árnyékszegény lámpa

Alsó/felső tömlővezetés, 4+1 kiállítás

Deluxe integrált vezérlés. ENDO Plus szénkefementes elektromos mikromotor fordulatszám és nyomaték kontrollal

Új vonalú köpő tál



Alap összeállítás ára:
4 400 000 Ft + ÁFA

Tuttnauer Europe b.v.

Partner a sterilizálásban és az infekció kontroll terén.



Sterilizálóit és infekció kontroll termékeit kórházak, egyetemek, klinikák, nagy laboratóriumok világszerte kipróbálták és használják. Több mint 100 országban vannak üzemben top-minőségű autoklávjai, gőzsterilizátorjai, mosogató és fertőtlenítő berendezései. A világ egyik vezető gyártójaként tartják számon a sterilizálás világában. A Tuttnauer fogászati autoklávjait a Dent-East forgalmazza. **Főbb jellemzők: A kórházi nagy autoklávok tudása asztali méretben!**

28, 23 és 5,2 literes hasznos űrtartalom, beépített printer, „B” típusú elő és utó vákuum, érintőképernyős kijelzés, RS232 csatlakozás, automata ajtózáras

Árak: 1 000 000 - 1 400 000 Ft + ÁFA



A-dec 500

Cockpit ára: 1 053 700 Ft + ÁFA

545 típusú asszisztensi cockpit-tel

Bútorba épített puszter, exhausztor és nyálszívó kiállítás, asszisztensi konzol. Önálló asszisztensi munkaasztal



A jól ismert
A-dec Performer III

Beépített 4 székmozgató program. Kettős artikulációs fejtámla. Puszter + 3 kiépítés. Alsókaros kezelő pult. Beépített A-dec exhausztor és nyálszívó. Tálcartartók, tálcsák. 3 fényfokozatú, 3 tengelyen forgó lámpa.

Alap összeállítás ára:
2 999 999 Ft + ÁFA

KODAK 8000 és 8000C

Digitális panoráma röntgenkészülék, cephalostáttal. Magas minőségű megoldás. Két önálló CCD érzékelő - OP és CEPH. Könnyen kezelhető, pozicionálható. Kimagaslóan jó minőségű felvételek



Ára: K8000-2D: 6 720 000 Ft + ÁFA
K8000 - 2D + CEPH: 12 600 000 Ft + ÁFA



Új: KODAK RVG 6500 S1 - WIFI
>20 vp/mm valós felbontású, full pixel érzékelő
Ára: 1 965 000 Ft + ÁFA

KODAK RVG 5100 S1
INTRAORÁLIS DIREKT DIGITALIZÁLÓ
14 vp/mm valós felbontású, full pixel érzékelő

Ára: 1 288 000 Ft + ÁFA



KODAK RVG 6100 - S1
INTRAORÁLIS DIREKT DIGITALIZÁLÓ
>20 vp/mm valós felbontású, full pixel érzékelő



Ára: 1 680 000 Ft + ÁFA



Új: KODAK 1500

HIGH TECH ORÁLKAMERA

Orálkamera - vezeték nélküli, nagy felbontású CMOS szenzorja élethű színeket ad. Valódi gyors autofókusz. Beépített polarizált szűrő - kiszűri a becsillogást, nedves felületen is tökéletes a kép, **1 mm - végtelen skálán.** Könnyített súlyú.

Ára: **vezetékes** 840 000 Ft + ÁFA
vezeték nélküli 980 000 Ft + ÁFA



KODAK 2200
INTRAORÁLIS RÖNTGENKÉSZÜLÉK
60/70 kV, 7 mA, AEC, 300 kHz

Ára: 896 000 Ft + ÁFA



KODAK 2100
INTRAORÁLIS RÖNTGENKÉSZÜLÉK
60 kV, 7 mA, MEC, 300 kHz

Ára: 728 000 Ft + ÁFA

